

Information

SIEview v 1.1.1

SIEMENS**Till Siemens kunder:**

som använder *SIEview*

Datum: 2012-11-15

Distribueras till Siemens kunder, för vidarebefordran internt inom respektive organisation.

Information rörande behov av hotfix till *SIEview v 1.1.1*

Detta dokument innehåller information om orsaken till och innehållet i den hotfix som behöver utvecklas till *SIEview v 1.1.1*

Rättningar

TFS 32231 – Fel inrapporterat från Region Skåne efter uppgradering till v 1.1.1

Då det på ett sökord finns så mycket information att texten ligger över hela läsytan, ända ut till högerkanten och det samtidigt finns så mycket journalinformation på läsytan att det skapas en vertikal scrollist göms bokstaven längs till höger bakom scrollisten.

TFS 28080 – Fel upptäckt i samband med utveckling av *SIEadmin*

Den sorteringsordning på aktivitetsmappar som konfigureras i *SIEadmin* slår inte igenom inne i *SIEview*.

TFS 13460, 13461 – Fel inrapporterat från VGR i samband med tester i testmiljö.

Felmeddelande vid markering av mapp innehållande anteckningar skickade med VTT och sen visas inte alla anteckningar på läsytan, trots att de syns i trädet.

Den nya versionen kommer att få versionsnummer 1.1.1.100.

Planerad release v 47-48.

Kontaktinformation

Har Ni några ytterligare frågor kring ovanstående kontakta gärna helpdesk eller produktansvariga.

helpdesk.se.med@siemens.com

Telefon: 020-22 50 22

Med vänliga hälsningar

Eva Andersson

Produktchef *SIEview*

E-mail: eva.andersson@siemens.com

Telefon: 08-730 7166