

31 juli 2018

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Till: Kirurger/sjukhus

Ämne: **VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN ANGÅENDE
MEDICINTEKNISK PRODUKT – BORTTAGNING**

Berörd produkt: Affixus spik för höftfraktur

Se bilaga 2 för en lista över berörda produkter



Zimmer Biomet publicerar ett säkerhetsmeddelande till marknaden angående medicinteknisk produkt (borttagning) för specifika partier av Affixus spik för höftfraktur på grund av att ställskruven inte kan förflyttas framåt eller tillbaka från dess ursprungliga position i spiken.

Risker		
Beskriv omedelbara hälsokonsekvenser (skador eller sjukdom) som kan uppstå vid användning av eller exponering för produkten.	Mest troliga	Högsta allvarlighetsgrad
	Fördröjd operation < 30 minuter för att få en annan del	Fördröjd operation > 30 minuter för att få en annan del
Beskriv långsiktiga hälsokonsekvenser (skador eller sjukdom) som kan uppstå vid användning av eller exponering för produkten.	Mest troliga	Högsta allvarlighetsgrad
	Inga	Fördröjd läkning eller utebliven läkning som kräver kirurgiskt ingrepp

Enligt våra uppgifter kan du ha fått en eller flera av de berörda produkterna. De berörda enheterna distribuerades mellan 12 februari 2018 och 25 juni 2018 (tillverkarens produktsläpp på marknaden).

Kirurgens/sjukhusets ansvar:

1. Läs igenom meddelandet och se till att berörd personal känner till dess innehåll.
2. Om det finns berörda produkter på sjukhuset, hjälp din Zimmer Biomet-försäljningsrepresentant att försätta alla berörda produkter i karantän. Din Zimmer Biomet-försäljningsrepresentant kommer att hämta den berörda produkten från sjukhuset.
3. Fyll i **Bilaga 1 – Mottagningsbevis** och skicka den till fielddaction.nordics@zimmerbiomet.com. Detta formulär måste returneras även om det inte finns berörda produkter på sjukhuset.
4. Spara en kopia av mottagningsbeviset i ditt register för produktåtgärder på marknaden om sjukhusets dokumentation skulle granskas avseende efterlevnad.
5. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar efter att ha läst detta meddelande kan du kontakta din Zimmer Biomet-representant.

Övrig information

Detta säkerhetsmeddelande till marknaden avseende medicinteknisk produkt har rapporterats till alla relevanta tillsynsmyndigheter och det relaterade anmälda organet så som krävs enligt de gällande reglerna för medicintekniska produkter enligt MEDDEV 2.12-1 i Europa.


Informera Zimmer Biomet om eventuella biverkningar i samband med denna produkt eller någon annan Zimmer Biomet-produkt via ett e-postmeddelande till per.se@zimmerbiomet.com eller till din lokala Zimmer Biomet-kontakt.

Tänk på att namnen på användande sjukhus som meddelas rutinmässigt vidarebefordras till tillsynsmyndigheterna för gransknings syften.

Undertecknad bekräftar att detta meddelande har levererats till lämpliga tillsynsmyndigheter.

Vi vill i förväg passa på att tacka dig för ditt samarbete och beklagar eventuella olägenheter som kan ha orsakats av denna produktåtgärd på marknaden.

Med vänliga hälsningar



Kevin W. Escapule
Post Market Surveillance and Regulatory Compliance Director

BILAGA 1

Mottagningsbevis

OMEDELBART SVAR KRÄVS – TIDSBEROENDE ÅTGÄRD NÖDVÄNDIG

Berörd produkt: Affixus spik för höftfraktur

Åtgärdens referens: ZFA 2018-00344

Genom att skriva under nedan bekräftar jag att de nödvändiga åtgärderna har utförts enligt instruktionerna i det här återkallelsemeddelandet.

[] Sjukhus [] Kirurg (Markera det som är tillämpligt)

Namnförtydligande: _____ **Underskrift:** _____

Befattning: _____ **Telefon:** () _____ - _____ **Datum:** ____ / ____ / ____

Sjukhusets namn: _____

Sjukhusets adress: _____

Stad: _____ **Postnummer:** _____ **Land:** _____

Obs! Detta formulär måste returneras till Zimmer Biomet innan denna åtgärd kan anses vara avslutad för ditt konto. Det är viktigt att du fyller i formuläret och skickar en kopia med e-post till: fielddaction.nordics@zimmerbiomet.com.

Även om du inte har någon produkt att returnera, måste det här formuläret fyllas i, signeras och returneras.

Markera följande alternativ:

Alla mottagna produkter har använts (implanterats)

Eller fyll i tabellen nedan om det finns kvarvarande produkter:

Produktreferens	Lotreferens	Antal produkter som returneras

Kommentarer (om så behövs):

BILAGA 2 – Lista över berörda produkter

Artikelnummer: 814309180		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 9 mm x 180 mm			
Lotnummer:	017090	017100	017110	017120	063130
063190	188050	188080	188090	219720	219730
219740	219750	290520	290550	331360	371020
371060	455870	455890	530040	530060	530080
541100	559250	559260	559270	559290	688160
706780	899800	944420	530030	530090	

Artikelnummer: 814309280		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 280 mm			
Lotnummer:	331370	500240			

Artikelnummer: 814309300		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 300 mm			
Lotnummer:	017130	052890	052910		

Artikelnummer: 814309320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 320 mm			
Lotnummer:	789980				

Artikelnummer: 814309360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 360 mm			
Lotnummer:	050830	052950	417420		

Artikelnummer: 814309380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 380 mm			
Lotnummer:	814250				

Artikelnummer: 814309420		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 420 mm			
Lotnummer:	151830	886880			

Artikelnummer: 814309440		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 440 mm			
Lotnummer:	814090	899810			

Artikelnummer: 814309460		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 460 mm			
Lotnummer:	097120	767700			

Artikelnummer: 814311180		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 11 mm x 180 mm			
Lotnummer:	017190	017200	017210	017240	017260
063270	063330	063360	063370	063400	087850
087870	097080	132740	153330	153470	153490

153510	153540	219770	219780	290570	290580
290620	500680	500710	500740	503300	503350
519650	565790	565800	585690	601380	628190
645550	645580	688170	688190	688200	688210
707670	741680	741690	741700	899820	899840
899850	899870	899880	900000		

Artikelnummer: 814311280		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 280 mm			
Lotnummer:	500770				

Artikelnummer: 814311300		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 300 mm			
Lotnummer:	132800				

Artikelnummer: 814311320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 320 mm			
Lotnummer:	900040				

Artikelnummer: 814311340		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 340 mm			
Lotnummer:	152960	331460	456050		

Artikelnummer: 814311360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 360 mm			
Lotnummer:	132900	150870	331470	773070	

Artikelnummer: 814311380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 380 mm			
Lotnummer:	132920	188120	331480	688320	814070

Artikelnummer: 814311400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 400 mm			
Lotnummer:	097130	245980	417450	519300	854260
645620	645650				

Artikelnummer: 814311420		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 420 mm			
Lotnummer:	060900	331520	417460	645670	688350

Artikelnummer: 814311440		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 440 mm			
Lotnummer:	050850	155250	500840	541270	559240

Artikelnummer: 814311460		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 460 mm			
Lotnummer:	017290	063450	155220	500860	

Artikelnummer: 814313180		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 180			
---------------------------------	--	--	--	--	--

		mm			
Lotnummer:	060870	063550	063560	063570	114480
645700	900100	900250	944470		
Artikelnummer: 814313260		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 260 mm			
Lotnummer:	053670				
Artikelnummer: 814313280		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 280 mm			
Lotnummer:	053750				
Artikelnummer: 814313300		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 300 mm			
Lotnummer:	645720				
Artikelnummer: 814313320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 320 mm			
Lotnummer:	331530	971020			
Artikelnummer: 814313340		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 340 mm			
Lotnummer:	133040	188240	645750		
Artikelnummer: 814313360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 360 mm			
Lotnummer:	050870	501210			
Artikelnummer: 814313380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 380 mm			
Lotnummer:	482620	501270			
Artikelnummer: 814313400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 400 mm			
Lotnummer:	501350				
Artikelnummer: 814313420		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 420 mm			
Lotnummer:	017300	097020	559190		
Artikelnummer: 814313440		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 440 mm			
Lotnummer:	155200	502270			
Artikelnummer: 814313460		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 460 mm			
Lotnummer:	083760				
Artikelnummer: 814409260		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 260 mm			

Lotnummer:	971030				
Artikelnummer: 814409280	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 280 mm				
Lotnummer:	707700				
Artikelnummer: 814409300	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 300 mm				
Lotnummer:	133160				
Artikelnummer: 814409320	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 320 mm				
Lotnummer:	114560	133170			
Artikelnummer: 814409340	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 340 mm				
Lotnummer:	212940	503520	565820		
Artikelnummer: 814409360	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 360 mm				
Lotnummer:	097140	133190	144070		
Artikelnummer: 814409380	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 380 mm				
Lotnummer:	053790	155180	762720	790780	813530
Artikelnummer: 814409400	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 400 mm				
Lotnummer:	051130	053810	133200	153200	813940
Artikelnummer: 814409420	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 420 mm				
Lotnummer:	503570				
Artikelnummer: 814409440	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 440 mm				
Lotnummer:	503610				
Artikelnummer: 814409460	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 460 mm				
Lotnummer:	097160	133230			
Artikelnummer: 814411260	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 260 mm				
Lotnummer:	503640				
Artikelnummer: 814411320	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 320 mm				
Lotnummer:	155130				
Artikelnummer: 814411340	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 340 mm				
Lotnummer:	530180	585810			
Artikelnummer: 814411360	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 360 mm				

		mm		
Lotnummer:	503700	646540	707750	
Artikelnummer: 814411380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 380 mm		
Lotnummer:	053940	813860	886990	
Artikelnummer: 814411400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 400 mm		
Lotnummer:	053980	053990	646590	768010
Artikelnummer: 814411420		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 420 mm		
Lotnummer:	155120	245960	472890	
Artikelnummer: 814411440		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 440 mm		
Lotnummer:	151870	155110	646620	960600
Artikelnummer: 814411460		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 460 mm		
Lotnummer:	054000	097060		
Artikelnummer: 814413260		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 260 mm		
Lotnummer:	814090			
Artikelnummer: 814413280		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 280 mm		
Lotnummer:	559130			
Artikelnummer: 814413300		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 300 mm		
Lotnummer:	331610			
Artikelnummer: 814413320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 320 mm		
Lotnummer:	245830	331620		
Artikelnummer: 814413340		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 340 mm		
Lotnummer:	482730			
Artikelnummer: 814413360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 360 mm		
Lotnummer:	054030	054040	312200	312210
Artikelnummer: 814413380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 380 mm		
Lotnummer:	417480	646660		

Artikelnummer: 814413400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 400 mm			
Lotnummer:	054100				
Artikelnummer: 814413420		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 420 mm			
Lotnummer:	155080	156070	156150	482640	
Artikelnummer: 814413460		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 460 mm			
Lotnummer:	155070				
Artikelnummer: 814509180		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 9 mm x 180 mm			
Lotnummer:	054130	085710	144520	150790	156740
156750	219790	245740	245820	287290	287400
456140	482650	707780	900280	944590	944630
944640	970640				
Artikelnummer: 814509260		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 260 mm			
Lotnummer:	813650				
Artikelnummer: 814509280		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 280 mm			
Lotnummer:	768020				
Artikelnummer: 814509300		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 300 mm			
Lotnummer:	212980				
Artikelnummer: 814509320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 320 mm			
Lotnummer:	530190	887000	971580		
Artikelnummer: 814509340		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 340 mm			
Lotnummer:	503940	646730			
Artikelnummer: 814509360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 360 mm			
Lotnummer:	813470				
Artikelnummer: 814509380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 380 mm			
Lotnummer:	628920	646790	773060		
Artikelnummer: 814509400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 400 mm			

Lotnummer:	646830	
-------------------	--------	--

Artikelnummer: 814509420	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 420 mm		
Lotnummer:	153010	159190	707830

Artikelnummer: 814509440	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 440 mm				
Lotnummer:	054150	054170	130740	130750	188310
519480					

Artikelnummer: 814509460	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 460 mm		
Lotnummer:	254720		

Artikelnummer: 814511180	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 11 mm x 180 mm				
Lotnummer:	072620	130760	130770	130780	130790
130800	130810	130820	130840	130850	130860
130900	130920	131030	156770	157000	188340
219800	219810	219820	219910	245570	245690
287090	287120	287130	371170	456160	519490
530110	530120	530130	558980	565870	565880
601390	707920	768050	772730	854270	901300
901330	901350	901360	901370	901380	901400
901410	944660	944720	970790	970810	970820
970830	970840	970850	970860	970870	970880
970890					

Artikelnummer: 814511260	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 260 mm		
Lotnummer:	791640	813460	

Artikelnummer: 814511280	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 280 mm				
Lotnummer:	155000	483480	646910	646930	646950

Artikelnummer: 814511300	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 300 mm		
Lotnummer:	558960		

Artikelnummer: 814511320	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 320 mm		
Lotnummer:	331650		

Artikelnummer: 814511340	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 340 mm		
---------------------------------	---	--	--

Lotnummer:	054180	483490	519590	558900	558910
586640					

Artikelnummer: 814511360	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 360 mm				
Lotnummer:	107830	107850	152910	154990	482740
519610	565900	707960	762780	773410	812310
812330					

Artikelnummer: 814511380	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 380 mm				
Lotnummer:	054200	054210	054220		

Artikelnummer: 814511400	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 400 mm				
Lotnummer:	054240	054250	154980	472860	773390
798600	798610				

Artikelnummer: 814511420	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 420 mm				
Lotnummer:	154960	558870	558880	628930	707860

Artikelnummer: 814511440	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 440 mm				
Lotnummer:	213000	558850			

Artikelnummer: 814511460	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 460 mm				
Lotnummer:	157130	558840	710910		

Artikelnummer: 814513180	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 13 mm x 180 mm				
Lotnummer:	063590	063600	220020	245510	290720
371210	482750	482760	482770	523410	

Artikelnummer: 814513260	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 260 mm				
Lotnummer:	901420				

Artikelnummer: 814513280	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 280 mm				
Lotnummer:	213010	707970	944730		

Artikelnummer: 814513300	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 300 mm				
Lotnummer:	944850				

Artikelnummer: 814513340	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 340 mm				
---------------------------------	---	--	--	--	--

Lotnummer:	017700				
Artikelnummer: 814513380	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 380 mm				
Lotnummer:	587670	707980	711060		
Artikelnummer: 814513400	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 400 mm				
Lotnummer:	152980	482780	530160	798520	798530
798540					
Artikelnummer: 814513420	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 420 mm				
Lotnummer:	060800	060820	397280	397290	397300
812970	901490				
Artikelnummer: 814513440	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 440 mm				
Lotnummer:	154920	711080			
Artikelnummer: 814513460	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 460 mm				
Lotnummer:	558790	711090			
Artikelnummer: 814515320	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 320 mm				
Lotnummer:	154900	818440			
Artikelnummer: 814515360	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 360 mm				
Lotnummer:	154890	814740			
Artikelnummer: 814515400	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 400 mm				
Lotnummer:	364250				
Artikelnummer: 814515440	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 440 mm				
Lotnummer:	154880				
Artikelnummer: 814609260	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 260 mm				
Lotnummer:	157170				
Artikelnummer: 814609280	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 280 mm				
Lotnummer:	107860	558680	791850		

Artikelnummer: 814609320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 320 mm			
Lotnummer:	055260	154870			

Artikelnummer: 814609360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 360 mm			
Lotnummer:	287140				

Artikelnummer: 814609400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 400 mm			
Lotnummer:	055360	055510	157290	917700	972060

Artikelnummer: 814609420		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 420 mm			
Lotnummer:	762840				

Artikelnummer: 814609460		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 460 mm			
Lotnummer:	055580	154820	154830		

Artikelnummer: 814611260		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 260 mm			
Lotnummer:	091610	558640	629150		

Artikelnummer: 814611280		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 280 mm			
Lotnummer:	711150	711170			

Artikelnummer: 814611320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 320 mm			
Lotnummer:	331940	558590			

Artikelnummer: 814611340		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 340 mm			
Lotnummer:	154800	154810	155350	629170	

Artikelnummer: 814611360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 360 mm			
Lotnummer:	017730	085400	154660	154670	154680
157450	558510	565960	694270	711210	812570
812730	818350	945040			

Artikelnummer: 814611380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 380 mm			
Lotnummer:	152900	154610	901540	901550	901560
901570	901580	901590	901600	565970	

Artikelnummer: 814611400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 400 mm			
---------------------------------	--	--	--	--	--

		mm			
Lotnummer:	060780	154560	482790	530170	759190
797000	797020	812460	812540		

Artikelnummer: 814611420		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 420 mm			
Lotnummer:	154540	155340	712170	791890	

Artikelnummer: 814611440		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 440 mm			
Lotnummer:	558490	759400			

Artikelnummer: 814611460		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 460 mm			
Lotnummer:	171830	712290			

Artikelnummer: 814613260		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 260 mm			
Lotnummer:	171820	972190			

Artikelnummer: 814613280		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 280 mm			
Lotnummer:	688510	763000			

Artikelnummer: 814613300		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 300 mm			
Lotnummer:	818430	960660			

Artikelnummer: 814613320		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 320 mm			
Lotnummer:	245390	287180			

Artikelnummer: 814613340		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 340 mm			
Lotnummer:	331960				

Artikelnummer: 814613360		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 360 mm			
Lotnummer:	816070				

Artikelnummer: 814613380		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 380 mm			
Lotnummer:	712320				

Artikelnummer: 814613400		Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 400 mm			

Lotnummer:	055730	060770	154510	558410	712370
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Artikelnummer: 814613420	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 420 mm				
Lotnummer:	154480				

Artikelnummer: 814613440	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 440 mm				
Lotnummer:	157490	482830			

Artikelnummer: 814613460	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 460 mm				
Lotnummer:	055760	154460	503740	558390	712400

Artikelnummer: 814615360	Artikelbeskrivning: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 15 mm x 360 mm				
Lotnummer:	154450				